

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-bms-dental-proxem-temp-cb-material-do-tworzenia-tymczasowych-koron-mostow-wkladow-nakladow-licowek-50ml-p-3732.html>



OUTLET BMS Dental ProXem Temp C&B materiał do tworzenia tymczasowych koron, mostów, wkładów, nakładów, licówek 50ml

Cena	230,00 zł
Cena poprzednia	340,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001405
Producent	BMS Dental

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty stomatologiczne oferowane w tym dziale mogą posiadać uszkodzone opakowania które nie wpływają na jakość produktu, krótką datę ważności lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

ProXem Temp C&B jest materiałem do tworzenia tymczasowych koron, mostów, wkładów, nakładów oraz licówek.

ProXem Temp C&B to automatycznie mieszany dwuskładnikowy materiał w nabojach (stosunek 4:1) na bazie wielofunkcyjnych estrów metakrylowych. ProXem Temp C&B to bardzo łatwy i wygodny materiał do tworzenia krótko i długoterminowych uzupełnień tymczasowych takich jak korony, mosty, wkłady i nakłady koronowe typu Inlay/Onlay oraz licówki. Dzięki swojej wysokiej elastyczności materiał jest szczególnie odpowiedni dla wymagających dużej rozpiętości mostów tymczasowych. ProXem Temp C&B wykazuje fluorescencję jak naturalny ząb i nie zawiera metakrylanu metylu.

Cechy:

- wysoka odporność na pękanie
- nie zawiera metakrylanu metylu
- mały wzrost temperatury podczas wiązania (poniżej 40°C)
- wysoka estetyka dzięki naturalnej fluorescencji
- stabilność koloru
- łatwy do opracowania i polerowania
- łatwa obsługa i automatyczne mieszanie

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów.

Opakowanie: 50ml, 10 kaniul mieszających.

OUTLET: KRÓTKA DATA WAŻNOŚCI: 01/2026R.