

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-cerkamed-alustat-foam-0-8g-pianka-do-tamowania-krwawienia-p-1782.html>



OUTLET Cerkamed Alustat Foam / 0,8g - pianka do tamowania krwawienia

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000307
Producent	Cerkamed

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Cerkamed Alustat Foam - pianka do tamowania krwawienia, przeznaczona jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu tamowania drobnych krwawień przydźiałowych, które mogą pojawić się:

- podczas opracowywania ubytków
- przed zdejmowaniem wycisków
- po usunięciu korony tymczasowej
- po zastosowaniu lasera
- podczas mocowania uzupełnień protetycznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest hemostaza i retrakcja

Zawarty w wyrobie chlorek glinu działa obkurczająco na drobne naczynia krwionośne, w wyniku czego zmniejsza się obrzęk i drobne krwawienia.

Właściwości:

- znakomita chłonność zapewnia efektywne tamowanie krwawienia i wysięków
- nie wymaga uciskania bądź wcierania, przez co nie podrażnia dodatkowo dziąseł
- łatwa, szybka i precyzyjna aplikacja
- czysta praca – krew i wysięk zostają całkowicie wchłonięte, brak tworzenia skrzepów, typowych dla innych tego typu preparatów
- łagodzi podrażnienia dzięki zawartości naturalnych składników
- zapewnia wygodę i kontrolowaną retrakcję

Opakowanie: 1 strzykawka 0,8g.