

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-cerkamed-blue-etch-50ml-do-wytrawiania-szkliwa-i-zebiny-p-1603.html>



OUTLET CerKamed Blue Etch 50ml - do wytrawiania szkliwa i zębiny.

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-WMAXI
Producent	Cerkamed

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Cerkamed Blue Etch - do wytrawiania szkliwa i zębiny. Substancja czynna: 36% kwas o-fosforowy.

Preparat używany do zwiększenia przyczepności wypełnień chemo- i światłoutwardzalnych jak i aparatów ortodontycznych oraz przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin. Reakcja kwasu o-fosforowego z mineralnymi składnikami zęba, powoduje zmatowienie szkliwa i zwiększenie przyczepności.

Uznawany przez lekarzy stomatologów i ortodontów jako najlepszy polski wytrawiacz stomatologiczny, zdobywca wielu nagród i wyróżnień na różnych targach i imprezach dentystycznych.

Zastosowanie i właściwości preparatu BLUE ETCH:

- Idealnie dobrana żelowa konsystencja i właściwości tiksotropowe (żel upływnia się podczas samego nakładania i krzepnie natychmiast po nałożeniu).
- Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliwa.
- Nie zatyka się i nie zasycha w aplikatorze (nawet po 48 godzinach od ostatniego użycia).
- Bardzo dobrze przylega do szkliwa.
- Łatwo się wypłukuje.

Zestaw zawiera:

- trzykawka 50 ml,
- łącznik,
- zestaw dozowników,
- zestaw aplikatorów.