

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-cerkamed-blue-etch-flow-50ml-do-wytrawiania-szkliwa-i-zebiny-p-2168.html>



OUTLET CerKamed Blue Etch Flow 50ml - do wytrawiania szkliwa i zębiny

Cena	85,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000867
Producent	Cerkamed

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Cerkamed Blue Etch Flow - Płynny wytrawiacz stomatologiczny.

Wytrawiacz BLUE ETCH FLOW stosuje się do wytrawiania szkliwa i zębiny przed zastosowaniem materiałów złożonych, laków do bruzd i szczelin.

Ze względu na odpowiednio dobraną, półpłynną konsystencję BLUE ETCH FLOW dociera do trudnodostępnych bruzd i szczelin. Nadaje się również do stosowania przed cementowaniem wkładów koronowo - korzeniowych z włókna szklanego.

Właściwości preparatu BLUE ETCH FLOW:

- Reakcja kwasu o-fosforowego z mineralnymi składnikami zęba, powoduje zmatowienie szkliwa i zwiększenie przyczepności.
- Posiada idealnie dobraną żelową konsystencję i tiksotropowe właściwości (żel upływnia się podczas samego nakładania i krzepnie natychmiast po nałożeniu).
- Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliwa.
- Bardzo dobrze przylega do szkliwa.
- Łatwo się wypłukuje.
- Fioletowy kolor preparatu umożliwia precyzyjne nakładanie oraz kontrolę podczas aplikacji i wytrawiania

Zestaw zawiera: strzykawka 50 ml, łącznik, zestaw dozowników, zestaw aplikatorów.