

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-coltene-coltosol-f-38g-tymczasowy-material-wypelnieniowy-z-fluorem-p-236.html>



OUTLET Coltene Coltosol F / 38g - tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5906
Producent	Coltene

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Coltosol F to tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem. Jest to biały materiał, wiążący się chemicznie, na bazie tlenku cynku i siarczany cynku.

Zalety:

- łatwy w użyciu
- produkt bardzo wydajny, co zapewnia minimalne zużycie
- nie wymaga mieszania
- doskonała przylepność do ubytku
- łatwo się nakłada i daje doskonałe dopasowanie brzeżne
- polimeryzacja pod wpływem śliny
- tworzy idealną twardość powierzchni
- posiada uniwersalne zastosowanie
- może pozostawać w ubytku przez kilka tygodni
- łatwo usuwalny
- widoczny na RTG.

Wskazania: tymczasowe wypełnianie ubytków klasy I i II; tymczasowe uszczelnianie w endodoncji.

Opakowanie: 38g