

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-coltene-speedex-light-body-140ml-masa-silikonowa-p-593.html>



OUTLET COLTENE Speedex Light body / 140ml - masa silikonowa

Cena	68,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Coltene

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach

W masach silikonowych Speedex została wykorzystana nowa technologia DCP (Dimension Controlling Precondensate - skraplanie z kontrolą wymiarową). Dzięki niej dostarczany jest C-silikon o jakości nieomal porównywalnej z A-silikonem, który może być wykorzystany przy pracy w technice dwustopniowej, jednostopniowej równoczesnej i przy podścielaniu.

Charakterystyka:

- duża stabilność kształtu - model może być odlewany aż do 7 dni od zdjęcia wycisku;
- nawet przy najkrótszym czasie wiązania jest go wystarczająco dużo do prawidłowego zdjęcia wycisku, przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu lekarza i pacjenta;
- aktywowany powierzchniowo;
- duża odporność na rozrywanie, nie klei się, nie zostawia resztek w przestrzeniach międzyzębowych;
- może być dezynfekowany łagodnymi środkami dezynfekującymi;
- biokompatybilny, obojętny dla błony śluzowej i skóry pacjenta oraz skóry rąk lekarza;
- zapewnia komfort pacjentowi (neutralny smak i zapach), nie powoduje nadmiernego wydzielania śliny.

Speedex Light Body to materiał o małej lepkości, ciemnoniebieski, przeznaczony do drugiej warstwy wycisku lub do strzykawek przy technice wycisku równoczesnego.

Dostępne opakowanie: 140 ml.