

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-dental-film-ergonom-x-klisze-samowywolujace-klasa-e-50-szt-p-2199.html>



OUTLET Dental Film Ergonom X klisze samowywołujące klasa E 50 szt.

Cena	205,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003146
Producent	Dental Film

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

RTG - Ergonom X klisze samowywołujące o klasie czułości D, przeznaczone do badań wewnątrzustnych. Klasa czułości E - krótszy czas naświetlania i mniejsze promieniowanie RTG.

Gwarantuje szybkie wywołanie przy zastosowaniu niskiego czasu naświetlania. Obraz RTG zostaje uzyskany po upływie 50 sekund. Zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Nie powoduje zagrożenia dla środowiska ze względu na bardzo szybką krystalizację odczynników po zetknięciu z powietrzem.

Dostępny format: 30,5 x 40,5 mm

Dostępne opakowanie: 50 szt.