

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-dmg-icon-vestibular-starter-kit-p-980.html>

OUTLET DMG Icon Vestibular / Starter Kit



Cena	274,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT002284
Producent	DMG

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Icon Vestibular DGM - zestaw startowy

Producent: DMG

Icon jest innowacyjnym systemem pozwalającym na leczenie próchnicy bez konieczność borowania w zębie. Pozwala na infiltrację ubytków w obszarach powierzchni gładkich. Polecany przede wszystkim do usuwania białych plam próchnicowych, a także dla pacjentów leczonych ortodontycznie - po zdjęciu zamków.

Zastosowanie:

- mikroinwazyjne leczenie niewielkich ubytków (wczesne stadium próchnicy - głębokość ubytku D1),
- delikatne poprawki estetyczne na powierzchniach gładkich (dla niewielkich i drobnych ubytków we wczesnym stanie próchnicy).

Z zestawem startowym proces leczenia jest prosty. Materiał znajdujący się w zestawie pozwoli przeprowadzić zabiegi na dwóch, maksymalnie trzech ubytkach na powierzchniach gładkich - można przeprowadzić je równocześnie. W trakcie leczenia można stosować koferdam w płynie (Liquid Dam). Przy leczeniu ortodontycznym, tj. w przypadku pacjentów po zdjęciu klamer, istotna jest szybkość leczenia; jeśli proces ten nie rozpoczął się do 2 miesięcy od momentu zdjęcia klamer, wytrawianie należy powtórzyć. Jeśli biała plama widoczna jest nadal, należy dokonać trzeciego wytrawienia. Proces wytrawiania można powtórzyć maksymalnie do trzech razy, każdorazowo nie dłużej niż 2 minuty.

Zestaw zawiera:

- 1 x Icon Etch 0,45 ml,
- 1 x Icon Dry 0,45 ml,
- 1 x Icon Infiltrant,
- akcesoria

Outlet: uszkodzone opakowanie nie wpływające na jakość produktu.