

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-dmg-ionosit-baseliner-1-5g-p-1870.html>

OUTLET DMG Ionosit Baseline / 1,5g



Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	213001
Producent	DMG

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Ionosit-Baseline jest »wyłącznikiem stresu« wśród materiałów stomatologicznych. Ten utwardzany światłem aktywnych podkład jest idealnym, jednoskładnikowym materiałem pod wypełnienia kompozytowe, ceramiczne i z amalgamatu. Jego aktywność chemiczna kompensuje kurczenie się typowe dla wypełnień kompozytowych, zapobiega to pęknięciom, wrażliwości pozabiegowej, próchnicy wtórnej a także minimalizuje mikrozłamania.

Materiał jest widoczny na zdjęciach rtg, zapewnia długotrwałe uwalnianie fluoru, oraz, ze względu na zawartość cynku i specjalnych monomerów ma właściwości antibakteryjne.

Ionosit-Baseline - do wypełnień bez stresu.

Wskazania:

Podkład pod wypełnienia kompozytowe, amalgamatowe i ceramiczne, blokowanie podcieni

Cechy szczególne:

Łatwa obsługa i szybka aplikacja dzięki strzykawkom Saferinge

Właściwości:

- Wyrównuje skurcz polimeryzacyjny materiałów kompozytowych
- Stałe wydzielanie jonów fluorkowych
- Właściwości antibakteryjne (zawiera jony cynku i specjalne monomery)
- Nie wymaga uciążliwego mieszania
- Chroni miazgę
- Zamyka kanaliki zębinowe
- Pozwala uniknąć nadwrażliwości po zabiegu

Strzykawka: 1x 1,5g

Opakowanie zastępcze.