

---

Dane aktualne na dzień: 29-11-2021 06:18

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-endostar-igly-do-wypelnienia-kanalu-ze-sprezynka-bezpieczenstwa-25-25mm-4szt-p-1649.html>



## OUTLET Endostar Igły do wypełnienia kanału ze sprężynką bezpieczeństwa 25 25mm 4szt.

Cena **22,77 zł**

---

### Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Endostar Igły do wypełnień kanału. Stożkowe i spiralne instrumenty maszynowe przeznaczone do wypełniania kanału pastami i cementami. Spirala igły jest przy nasadce zakończona sprężynką, która zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo pracy.

Opakowanie zawiera: 4 x igły o długości 25mm, rozmiar 25.