

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-equia-forte-coat-4ml-szklany-hybrydowy-material-wypełniający-p-1631.html>



## OUTLET Equia Forte Coat 4ml - szklany hybrydowy materiał wypełniający

Cena	<b>150,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>2797</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

**Equia Forte Coat GC szklany hybrydowy materiał wypełniający.** Przezroczysta, samoprzylepna, światłoutwardzalna powłoka żywiczna. Szybkowiązący, z unikalną technologią GLASS-BRIDGE o wysokiej odporności na pęknięcia i ścieranie z wydzieleniem fluoru. Dzięki zastosowaniu własnej uniwersalnej technologii klejenia oraz doskonałej zwilżalności nie jest konieczne stosowanie odżywki lub spoiwa. Produkt łatwy w użyciu.

Opakowanie zastępcze.

Opakowanie: Equia Forte Coat 4ml, akcesoria.