

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-ivoclar-vivadent-tetric-evoflow-strzykawka-2g-plynnny-kompozyt-zoptymalizowany-pod-katem-nanocząsteczek-p-1716.html>



OUTLET Ivoclar Vivadent Tetric EvoFlow strzykawka 2g - płynny kompozyt zoptymalizowany pod kątem nanocząsteczek

Cena	162,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	595953WW
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Tetric EvoFlow to nowy płynny kompozyt zoptymalizowany pod kątem nanocząsteczek (następca Tetric Flow).

Tetric EvoFlow:

- wykazuje optymalne właściwości płynne, docierając nawet do trudno dostępnych obszarów, co czyni go idealnym jako pierwsza warstwa pod kompozyty o normalnej lepkości. 2. mocny, gdy jest to wymagane, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych ubytków, a także ubytków klasy III i V.
- idealny do uszczelniania bruzd oraz cementowania adhezyjnego.
- zoptymalizowany nanopłynny kompozyt. Wypełnienia Nano uzupełniają zmienną technologię wypełnień, która jest podstawą estetyki i sukcesu klinicznego uzupełnienia:
 - minimalne ścieranie,
 - dobre i szybkie polerowanie,
 - wysoki połysk,
 - odporność i nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich nieosiągalna dotychczas w płynnym kompozycie.
 - nano pigmenty pomagają w lepszym dopasowaniu kolorów,
 - doskonały efekt kameleona sprawia, że małe wypełnienia są praktycznie niewidoczne.
 - optymalny przepływ we wszystkich sytuacjach,
 - wystarczająca odporność wymagana w małych ubytkach klasy V.
- Najwyższa nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich ze wszystkich płynnych kompozytów: tylko bardzo dobra nieprzepuszczalność na zdjęciach rentgenowskich pozwala na wyraźne odróżnienie twardego zęba substancja. Dlatego wysoka nieprzepuszczalność na zdjęciach RTG jest niezbędna dla dobrej kontroli uzupełnienia.

Opakowanie: strzykawka 2g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5