

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-kerr-herculite-xrv-strzykawka-5g-swiatloutwardzalny-mikrohybrydowy-material-kompozytowy-o-sredniej-gestosci-p-1648.html>



OUTLET Kerr Herculite XRV strzykawka 5g - światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości

Cena	83,50 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kerr

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Herculite XRV światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości, dostępny w strzykawkach i jednorazowych kapsułkach, przeznaczony do wypełnień ubytków wszystkich klas w zębach przednich i bocznych. Wskazania do stosowania materiału obejmują: ubytki klasy I, II, III, IV, V, erozje oraz licówki bezpośrednie.

Cechy i zalety:

- wysoka zawartość wypełniacza (ok. 79% wag.); średnia wielkość cząstek wypełniacza ok. 0,6 µm,
- wieloletnie obserwacje kliniczne świadczące o trwałości i jakości,
- dobra plastyczność pozwalająca na modelowanie i kształtowanie kompozytu, bez jego spływania,
- bardzo szeroka gama kolorystyczna, dająca ogromną wszechstronność i duże możliwości estetyczne (16 odcieni szkliniwych, 16 odcieni zębinowych, 2 odcienie sieczne, 1 -odcień guzkowy, 3 przyszyjkowe); odcienie zgodne z kolornikiem VITA.

Strzykawka 5g w wybranym kolorze:

Enamel :
A1, A2, A3, D3
Dentin :
A2, A3

Opakowanie zastępcze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Herculite XRV strzykawka: enamel A1 , enamel A2 , enamel A3 , enamel B2 , enamel D3 , dentine A2 , dentine A3