

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-kerr-maxcem-elite-standard-kit-5-x-5g-p-796.html>

## OUTLET Kerr Maxcem Elite Standard Kit / 5 x 5g

Cena	<b>560,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>34055</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

**Maxcem Elite jest samowytrawiającym, samoprzylegającym cementem kompozytowym o udoskonalonej prostocie stosowania, przeznaczonym do osadzania uzupełnień protetycznych.** Materiał łączy bez kompromisów sprawdzoną technologię z większą siłą wiązania i doskonałymi właściwościami użytkowymi. Cement cechuje łatwość oczyszczania. Materiał nie wymaga ręcznego mieszania i przechowywania w lodówce, a wygodę aplikacji zapewniają końcówki wewnętrzne i dokanałowe, które umożliwiają nakładanie cementu w miejscach trudno dostępnych.

Zalety produktu:

- Siły łączenia równe 22-36 MPa. Bez zastosowania systemu wiążącego.
- Łatwość użycia. Bez mieszania ręcznego czy potrzeby przechowywania w lodówce.
- Zgodność ze wszystkimi substratami protetycznymi. Maxcem łączy się doskonale z ceramiką, metalami oraz tlenkiem cyrkonu i tlenkiem glinu.
- Skuteczny mechanizm wiązania chemicznego. Materiał wiąże całkowicie bez dostępu światła.
- Szerokie wskazania. Maxcem Elite można stosować do osadzania wkładów, nakładów, koron, mostów, wkładów koronowo-korzeniowych, pojedynczych licówek i zamków ortodontycznych. Wskazania do stosowania obejmują uzupełnienia ceramiczne, kompozytowe oraz prace na bazie tlenku cyrkonu i na podbudowie metalowej.

Kolory:

- Clear
- White
- Opaque white
- Yellow
- Brown

Opakowania:

Maxcem Elite Standard Kit

Zawartość: 5 x 5 g strzykawek z materiałem w odcieniach Clear (2x), White, Opaque, Yellow, 30 końcówki mieszające, 20 końcówek mieszających z szerokim ujściem, 10 końcówek wewnętrznych, 10 końcówek dokanałowych, instrukcja obrazkowa.