

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-kulzer-charisma-flow-a1-plynny-swiatloutwardzalny-material-kompozytowy-18g-p-3519.html>



OUTLET KULZER Charisma Flow A1 płynny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy 1.8g

Cena	20,00 zł
Cena poprzednia	63,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66015495
Producent	Kulzer

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty stomatologiczne oferowane w tym dziale mogą posiadać uszkodzone opakowania które nie wpływają na jakość produktu, krótką datę ważności lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Charisma Flow idealny, wielofunkcyjny suplement płynący do mikrohybrydowego kompozytu **Charisma Classic**. Stanowi doskonałe uzupełnienie rozległej gamy produktów Charisma, kolory Charisma Flow zostały optymalnie dopasowane do kolorów Charisma Classic.

Charisma Flow oznacza bezpieczne opracowywanie oraz wysoki standard naturalnie niezawodnych wypełnień. Charisma Flow to **płynny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy z "efektem kameleona"**. Swoją wielofunkcjonalność zawdzięcza doskonałym właściwościom tiksotropowym oraz niskiej lepkości. Jest nieprzepuszczalny dla promieni RTG co zapewnia wygodną i wiarygodną diagnozę. Materiał znajdzie swoje zastosowanie jako:

- podkład pod wypełnienia,
- do wypełnień kl. V,
- do minimalnie inwazyjnych wypełnień kl. I, II, III,
- do lakowania bruzd zębowych,
- do wypełnień minimalnie inwazyjnych,
- do szynowania zębów.

Opakowanie: Charisma Flow strzykawka 1,8g **w kolorze A1.**

OUTLET: DATA WAŻNOŚCI 16/08/2025r.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1