

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-lascod-kromoglass-2-20g-cement-glasjonomerowy-do-wypełnien-p-124.html>



OUTLET Lascod Kromoglass 2 / 20g - cement glasjonomerowy do wypełnień

Cena	105,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	0574
Producent	Lascod

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach

Kromoglass 2 - cement glasjonomerowy do wypełnień, mieszany z wodą destylowaną. **Kromoglass** przeznaczony jest do ręcznego mieszania z wodą (najlepiej destylowaną), co znacznie ułatwia pracę i pozwala na uzyskanie pożądanej konsystencji oraz zanika problem z doбором odpowiedniej ilości płynu czy proszku.

Właściwości:

- cement na bazie wody (biokompatybilny)
- doskonałe wiązanie ze szkliwem i zębina
- nie ma potrzeby stosowania punktów retencji
- wysoka odporność na pękanie i ściskanie
- stabilna ekspansja
- niska rozpuszczalność
- reaguje w niskiej temperaturze
- silne i przedłużone uwalnianie fluoru
- nieprzepuszczalny dla promieni RTG

Zastosowanie:

- wypełnienia w zębach mlecznych
- ubytki I, III i V klasy
- ubytki szkliwa, korzeni oraz ubytki przyszyjkowe
- wypełnienia poszerzonych szczelin
- wypełnienia pod uzupełnienia stałe (korony, mosty)

Opakowanie: 20g proszku, miarka, butelka z zakraplaczem.
Uszkodzone opakowanie nie wpływające na jakość produktu.