

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-nordin-glassix-wklady-refill-6-szt-wklady-koronowo-korzeniowe-glassix-z-wlokna-szklanego-p-1932.html>



OUTLET Nordin Glassix wkłady Refill / 6 szt. - wkłady koronowo - korzeniowe Glassix z włókna szklanego

Cena	103,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00104
Producent	Nordin

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach

Nordin Glassix Refill

Charakterystyka:

Wkłady koronowo - korzeniowe Glassix z włókna szklanego - są wysoce retencyjnym, pozbawionym zawartości metalu systemem wkładów. Są zbudowane z włókna szklanego zatopionego w żywicznej matrycy.

Cechy i zalety:

- Elastyczność wkładów Glassix jest bardziej zbliżona do elastyczności zębiny niż jest to w przypadku wkładów metalowych, znacznie lepiej przenoszą siły pochodzące z urazów.
- Wkład można łatwo wyjąć, jeśli potrzebne jest powtórne leczenie kanałowe.
- Biały, prześwitujący kolor minimalizuje możliwość wystąpienia przebarwień przy odbudowach, w których zębina jest bardzo cienka.
- Można je łatwo skrócić.
- Wkłady Glassix wiążą z cementami na bazie żywicy i wszystkimi kompozytami.

Opakowanie: Glassix 6 szt w wybranym rozmiarze (1,2,3 lub 4)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wkłady Glassix 6 szt: 01, śr. 1,05mm, dł. 20mm , 02, śr. 1,20mm, dł. 20mm , 03, śr. 1,35mm, dł. 20mm , 04, śr. 1,50mm, dł. 20mm