

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-orbis-300g-piasek-do-usuwania-kamienia-nazebnego-p-1706.html>



OUTLET Orbis 300g - piasek do usuwania kamienia nazębnego

Cena	93,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT002896
Producent	ORBIS

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Orbis piasek do usuwania kamienia nazębnego, nadaje się do piaskowania we wszystkich piaskarkach stomatologicznych.

- Właściwości:
- 1. Doskonale usuwa kamień, płytkę nazębną i przebarwienia
 - 2. Nadaje się do czyszczenia aparatów ortodontycznych
 - 3. Zawiera wodorowęglan sodu
 - 4. Średnica ziaren to 60-65 mikrometrów
 - 5. Dostępny w kilku smakach: wiśnia, mięta, cytryna, classic.

Opakowanie: 300g piasku w wybranym smaku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Smak: cytryna , mięta , neutralny , wiśnia