

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-pentron-adhesor-carbofine-80g-40ml-niedrażniacy-cynkowo-polikarboksyloy-cement-stomatologiczny-p-1773.html>



OUTLET Pentron Adhesor Carbofine 80g + 40ml - niedrażniący, cynkowo-polikarboksyloy cement stomatologiczny

Cena	43,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4111420PE
Producent	Pentron

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Pentron Adhesor Carbofine niedrażniący, cynkowo-polikarboksyloy cement stomatologiczny, który zapewnia naturalną przyczepność do tkanek twardych zęba i kontrast na zdjęciach RTG.

Zalety:

- nie podrażnia miążgi
- naturalna przyczepność do tkanek twardych zęba
- przerywana porowatość utrudnia penetrację mikroorganizmów
- doskonały materiał do cementowania

Wskazania:

- do podkładów pod wypełnienia amalgamatowe i kompozytowe,
- do wypełnień tymczasowych na okres do 6 miesięcy po aplikacji,
- do zabiegu cementowania mniejszych protez stałych (1-2 korony).

Czas pracy (w 23°C/60% wilgotności względnej) – od początku mieszania: ok. 2min.

Czas wiązania (w 37°C) – od początku mieszania: 5-8min.

Opakowanie: 1 x 80 g proszku, 1 x 40 g płynu, akcesoria.