

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-pentron-stomaflex-light-130g-p-430.html>

OUTLET Pentron Stomaflex Light / 130g



Cena	23,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4215310PE
Producent	Spofa

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Stomaflex to C-silikonowe masy wyciskowe, przeznaczone do codziennej pracy w gabinetach stomatologicznych. System Stomaflex, który składa z klasycznej masy typu putty, masy o małej gęstości, i katalizatora w płynie lub w żelu, zapewnia wierne odwzorowanie szczegółów pola protetycznego, komfortowe użycie i wysoką odporność na wilgoć.

Wskazania:

- Masa do ostrzykiwania kikutów/masa korekcyjna w wyciskach dwuczaskowych
- Masa drugiej warstwy w wyciskach jednoczasowych (technika kanapki)
- Wyciski czynnościowe na łyżkach indywidualnych przy całkowitym bezzębiu
- Kontrola dopasowania koron i mostów

Zalety:

- Łatwe dozowanie i krótki czas mieszania przy zastosowaniu z katalizatorem w żelu
- Kontrastowy kolor katalizatora ułatwia uzyskanie jednorodnej mieszaniny
- Zmniejszona wrażliwość na rękawiczki lateksowe
- Doskonałe odwzorowanie szczegółów, również w środowisku wilgotnym
- Perfekcyjna jakość każdego wycisku

Opakowanie: tuba 130g