

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-protectdent-wezyk-do-fizjodyspensera-wh-pd10-3-p-3706.html>



OUTLET PROTECTDENT wężyk do fizjodyspensera W&H PD10-3

Cena	17,00 zł
Cena poprzednia	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT003258
Producent	Protectdent

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Przewody do fizjodyspensera (zestaw do irygacji) stosuje się w celu chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego.

Jałowy wężyk do fizjodyspensera kompatybilny z :

- W&H* (Implantmed classic, Elcomed)
- NOBELBIOCARE* (80 / OsseoSet 100 / 200 / 300 Osseocare)
- FRIADENT* (Frios unit S / Si)
- 3i* (Surgical Unit)
- STRAUMANN* (ZimmerDental , Lifecore center pulse , Innova Corp)

NIE jest kompatybilny z najnowszym modelem IMPLANTMED SI-1023.

Nr ref. PD10-3

Zawartość opakowania: 1 sztuka.

OUTLET: KRÓTKA DATA WAŻNOŚCI: 13.09.2025r.