

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-sdi-riva-self-cure-15g6-9ml-chemoutwardzalny-glasjonomer-p-223.html>



OUTLET SDI Riva Self Cure / 15g+6,9ml - chemoutwardzalny glasonomer

Cena	112,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000434
Producent	SDI

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Riva Self Cure proszek/płyn - chemoutwardzalny glasonomer, widoczny w promieniach RTG, uwalniający fluor, z doskonałą adaptacją brzeżną oraz wytrzymałością na ściskanie.

Materiał wypełnieniowy Riva Self cure ma szeroki zakres stosowania.

Zastosowanie:

- wypełnienia minimalnych ubytków klasy I i II
- wypełnienia ubytków w zębach mlecznych
- materiał podkładowy
- wykonywanie podbudowy pod prace protetyczne
- odbudowy powierzchniowe korzeni
- wypełnienia ubytków klasy V
- wypełnienia tymczasowe

Dostępny w kolorach

- A2, A3

Czas pracy:

- 2,5 min.

Czas wiązania:

- 5 min.

Opakowanie:

Zestaw proszek - 15 g / płyn - 6,9 ml (8 g) w kolorze do wyboru A2 lub A3, akcesoria

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5