

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-septoject-igly-stomatologiczne-100szt-p-1602.html>



OUTLET Septoject igły stomatologiczne / 100szt.

Cena	41,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT003141
Producent	Septodont

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Igły stomatologiczne ze stali nierdzewnej z oznaczeniem skosu. Do rutynowego podawania miejscowych środków znieczulających.

Właściwości i zalety:

- Starannie wyszlifowany skos zapewnia mniejsze odchylenie igły i większą precyzję iniekcji.
- Mniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmniejsza dyskomfort pacjenta.
- Wysokiej jakości chirurgiczna stal nierdzewna zmniejsza ryzyko złamania igły.

Opakowanie zawiera: 100 szt. jednorazowych igieł w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar igieł: 0,3x0,8 mm , 0,3x12 mm , 0,3x16 mm , 0,3x21 mm , 0,3x25 mm , 0,4x35 mm