

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-sporal-a-wskaznik-kontroli-sterylizacji-10szt-p-115.html>



OUTLET Sporal A - wskaźnik kontroli sterylizacji 10szt.

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	031211
Producent	IBSS Biomed

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Sporal A to biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie.

Wskaźnik ma postać paska bibuły nasyczonego zawiesiną sporu szczepu *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 w opakowaniu papierowofoliowym. Na brzegu torebki umieszczony jest niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę (na brązową) po przebyciu sterylizacji.

Opakowanie: 10 szt.