

Link do produktu: <https://higienadent.com/chemoutwardzalny-material-do-tymczasowych-koron-i-mostow-voco-structur-2-sc-75g-p-119.html>



Chemoutwardzalny materiał do tymczasowych koron i mostów VOCO Structur 2 SC / 75g

Cena	400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001423
Producent	VOCO

Opis produktu

Structur 2SC chemoutwardzalny materiał do tymczasowych koron i mostów w kartuszach.

Zastosowanie: wykonywanie tymczasowych estetycznych koron, mostów, wypełnień typu Inlay i Onlay

Zalety:

- Proste i szybkie użycie
- Czas utwardzania w jamie ustnej poniżej minuty
- Proste opracowanie i polerowanie
- Naturalna estetyka
- Długotrwałe prowizoria
- Wysoka stabilność kształtu i koloru
- Szczególnie ekonomiczny dzięki małym stratom materiału

Opakowanie zawiera: nabój 75g w wybranym kolorze, końcówki mieszające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3