

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:53

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-ultra-blend-plus-1-2g-1szt-p-2160.html>

OUTLET Ultra-Blend Plus 1,2g 1szt.



Cena	54,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001206
Producent	Ultradent

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Ultra-Blend plus jest światłoutwardzalnym podkładem, zawierającym wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia rozpuszczone w dimetakrylanie uretanu. Jest nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, doskonale nadaje się do przykrywania miazgi i nie rozpuszcza się z upływem czasu.

Dwa kolory do wyboru: zębiny (dentin) , biały kryjący (opaque white).

Opakowanie: 1x strzykawka 1,2g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Dentin , Opaque white