

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-zhermack-gingifast-elastic-2x50ml-silikon-do-wykonywania-imitacji-dziasla-p-3593.html>



OUTLET Zhermack Gingifast Elastic 2x50ml silikon do wykonywania imitacji dząsła

Cena	126,00 zł
Cena poprzednia	178,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00543
Producent	Zhermack

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty stomatologiczne oferowane w tym dziale mogą posiadać uszkodzone opakowania które nie wpływają na jakość produktu, krótką datę ważności lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Zhermack Gingifast Elastic masa dżiąsłowa do wszelkich zastosowań.

Gingifast Elastic dwuskładnikowa masa, silikon addycyjny przeznaczony do wykonywania imitacji dżiąsła, do odtwarzania kształtu dżiąsła na modelach w protezach stałych i implantach.

Materiał jest łatwy w aplikacji, przystosowany do skanowania, kompatybilny z różnymi technikami stosowanymi do wytwarzania maski dżiąsłowej (bezpośrednimi i pośrednimi). Praca z Gingifast Elastic zapewnia dokładne i stabilne wymiary oraz doskonałą estetykę.

Czas wiązania: 10min.

Proporcje mieszania: 1:1.

Opakowanie: Gingifast Elastic 2x50ml, końcówki mieszające, Separator 10ml.

OUTLET: DATA WAŻNOŚCI 06/2025r.