

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-zhermack-gingifast-rigid-2x50ml-silikon-do-wykonywania-imitacji-dziasla-p-3592.html>



## OUTLET Zhermack Gingifast Rigid 2x50ml silikon do wykonywania imitacji dźiąsła

Cena	<b>126,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>178,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00544</b>
Producent	<b>Zhermack</b>

### Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty stomatologiczne oferowane w tym dziale mogą posiadać uszkodzone opakowania które nie wpływają na jakość produktu, krótką datę ważności lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

**Zhermack Gingifast Rigid addycyjny silikon do wykonywania imitacji dźiąsła w protetyce implantologicznej, do odwzorowania morfologii dźiąsła na modelach protez stałych i na implantach.**

Materiał idealny do techniki bezpośredniej, kompatybilny z różnymi technikami pośrednimi i bezpośrednimi. Wyważona twardość. Materiał łatwy do aplikacji, łatwy do cięcia i do obróbki za pomocą wiertel i frezowania.

**Czas wiązania:** 10min.

**Proporcje mieszania:** 1:1 (baza:katalizator).

### Opakowanie zawiera:

- Gingifast Rigid 2x50ml,
- 12szt. końcówki mieszające,
- 12szt. końcówki aplikacyjne,
- separator 10ml.

**OUTLET: DATA WAŻNOŚCI 10/2025r.**