

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-zhermack-masa-wyciskowa-oranwash-vl-140ml-p-3622.html>

OUTLET Zhermack masa wyciskowa Oranwash VL 140ml



Cena	38,00 zł
Cena poprzednia	47,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C100650
Producent	Zhermack

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty stomatologiczne oferowane w tym dziale mogą posiadać uszkodzone opakowania które nie wpływają na jakość produktu, krótką datę ważności lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Oranwash VL C-silikon (kondensacyjny) o bardzo płynnej konsystencji. Ze względu na krótki czas pracy i pobierania wycisku polecany jest jako masa korekcyjna w technice wycisków dwuwarstwowych. Jako masę bazową zaleca się stosować Zetaplus Soft.

Cechy:

- zwiększona płynność początkowa i twardość końcowa
- tiksotropia
- wysoka odporność na rozerwanie

Zalety:

- doskonały związek między sztywnością a sprężystością
- idealne proporcje pomiędzy czasem pracy a czasem wiązania w jamie ustnej
- wysoka płynność i dokładność materiałów II warstwy
- uniwersalny katalizator do masy bazowej i korekcyjnej typu C

Opakowanie: 140ml

OUTLET: KRÓTKA DATA WAŻNOŚCI: 01/11/2025.