

Link do produktu: <https://higienadent.com/over-fibers-overpost-wklady-koronowo-korzeniowe-z-wlokna-szklanego-10szt-p-2865.html>



Over Fibers Overpost wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego 10szt.

Cena **128,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Over Fibers**

Opis produktu

Over Fibers Overpost wkłady koronowo-korzeniowe wykonane z włókna szklanego typu "S".

Over Fibers Overpost Prosthetic wkłady z włókna szklanego, stożkowo-cylindryczny kształt stabilny i odporny na nacisk, szorstka powierzchnia. Do odbudowy zębów z brakującą lub bardzo zniszczoną koroną.

Over Fibers Overpost Endodontic wkłady z włókna szklanego o podwójnym stożkowym kształcie (minimalizuje występowanie napięć w koronie zęba pomiędzy wkładem a strukturą i pomiędzy wkładami), szorstka powierzchnia. Do odbudowy zębów ze średnio zniszczoną koroną.



Endodontic Over Post



Prosthetic Over Post

Dostępne rozmiary:

- 0 - białe
- 1 - żółte
- 2 - czerwone
- 3 - niebieskie
- 4 - zielone

Opakowanie: blister 10szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 Endodontic , 0 Prosthetic , 1 Endodontic , 1 Prosthetic , 2 Endodontic , 2 Prosthetic , 3 Endodontic , 3 Prosthetic , 4 Endodontic , 4 Prosthetic