

Link do produktu: <https://higienadent.com/palnik-spirytusowy-metalowy-p-2829.html>



Palnik spirytusowy metalowy

Cena	34,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Pol-Intech

Opis produktu

Palnik spirytusowy metalowy to profesjonalne narzędzie wykorzystywane w pracowniach protetycznych oraz gabinetach stomatologicznych. Przeznaczony do podgrzewania narzędzi, wosku oraz elementów protetycznych, zapewnia czystą i kontrolowaną pracę dzięki stabilnemu płomieniowi.

Zastosowanie:

- Podgrzewanie narzędzi protetycznych
- Woskowanie i modelowanie w technice dentystycznej
- Podgrzewanie akrylu oraz innych materiałów protetycznych
- Sterylizacja drobnych narzędzi stomatologicznych

Cechy produktu:

- Solidna metalowa konstrukcja. Wykonany z wysokiej jakości stali lub aluminium, odporny na działanie wysokich temperatur i korozję. Trwały i odporny na uszkodzenia, co zapewnia długą żywotność.
- Bezpieczna i stabilna praca. Szeroka, stabilna podstawa zapobiega przewróceniu się palnika podczas użytkowania. Regulowany dopływ powietrza pozwala na precyzyjną kontrolę płomienia.
- Wydajność i oszczędność. Ekonomiczne spalanie spirytusu zapewnia długi czas pracy na jednym napełnieniu.
- Łatwość użytkowania. Prosta obsługa – wystarczy napełnić zbiornik spirytusem, zapalić i regulować intensywność płomienia. Kompatybilny z różnymi rodzajami denaturatu lub spirytusu technicznego.

Wymiary: 7,5x5 cm

Pojemność: 120ml

Opakowanie: 1szt.