

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:17

Link do produktu: <https://higienadent.com/pascal-siltrax-as-nici-retrakcyjne-p-1605.html>

Pascal SilTrax AS nici retrakcyjne



Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000403
Producent	Pascal

Opis produktu

SilTrax AS nici retrakcyjne.

Wykonane z bawełny, nasączone siarczanem glinu, następnie wysuszone. Aktywują się poprzez kontakt ze śliną. Bezpieczne, delikatne.

Wskazania: do retrakcji dziąseł w pełnym zakresie wskazań, przed pobieraniem wycisków z użyciem mas wyciskowych, przed mocowaniem nakładów, koron, mostów, itd.

Dostępne rozmiary: 7(00),8(0),9(1),10(2).

Opakowanie: 183cm nici w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nici retrakcyjne SIL-TRAX: rozmiar 7 (00) , rozmiar 8 (0) , rozmiar 9 (1) , rozmiar 10 (2)