

Link do produktu: <https://higienadent.com/paski-metalowe-z-dozownikiem-kerr-hawe-steel-matrix-bands-3m-p-2256.html>



## Paski metalowe z dozownikiem Kerr Hawe Steel Matrix Bands 3m

Cena	<b>55,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>399A</b>
Producent	<b>Kerr</b>

### Opis produktu

#### **Pasek ze stali nierdzewnej w wygodnym podajniku, długość 3 m.**

Paski o grubości 0,03 mm:

- Szerokość 5 mm 399A
- Szerokość 6 mm 399B
- Szerokość 7 mm 399C

Paski o grubości 0,045 mm:

- Szerokość 5 mm 499A
- Szerokość 6 mm 499B
- Szerokość 7 mm 499C

Opakowanie: pasek 3 m w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 399A 0.03/5mm , 499A 0.045/5mm