

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 23:18

Link do produktu: <https://higienadent.com/paski-profilaktyczne-tdv-10szt-p-2098.html>

Paski profilaktyczne TDV 10szt.




Cena	26,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001094
Producent	TDV Dental

Opis produktu

Metalowe paski profilaktyczne TDV, z dziurkami do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni międzyzębowych. Cienkie, elastyczne, o wymiarach 10cm x 4mm każdy.

Właściwości:

- wykonane ze stali nierdzewnej,
- okrągłe mikroostrza zapewniają większą precyzję i szybkość usuwania płytki nazębnej i kamienia nazębnego,
- mała grubość, umożliwiającą łatwy dostęp do przestrzeni międzyzębowych.





Nr ref. 3076
Opakowanie: 10szt.