

Link do produktu: <https://higienadent.com/pentron-bond-1-system-wiazacy-piatej-generacji-4ml-p-2915.html>



PENTRON Bond-1 system wiążący piątej generacji 4ml

Cena	121,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Pentron

Opis produktu

Uniwersalny system wiążący piątej generacji, który zapewnia duże siły łączenia.

Produkt nakłada się jednoetapowo z wygodnej butelki, po wytrawieniu tkanek kwasem ortofosforowym. Materiał można stosować przy wszystkich zabiegach wymagających łączenia. Bond-1, tworząc sieć spolimeryzowanych primerów i żywicy bez wypełniacza, idealnie uszczelnia powierzchnię, zapewnia wysokie siły łączenia oraz uzyskuje cienką warstwę o grubości tylko 8 μm .

Wskazania:

System ekstremalnie uniwersalny, przeznaczony do łączenia z tkankami zęba (w procedurach bezpośrednich i/lub pośrednich) światło- i samoutwardzalnych materiałów kompozytowych, porcelany, stopów metali i amalgamatu.

Charakterystyka i zalety:

- prosty, zapewniający oszczędność czasu, niezawodny system wiążący,
- wysokie siły łączenia z zębinią i szkliwem,
- mała grubość warstwy zapewniająca, z którą idealnie łączą się materiały do odbudowy.

Opakowanie: 4ml