

Link do produktu: <https://higienadent.com/pentron-duracryl-plus-proszek-0-samopolimeryzujacy-material-do-napraw-protez-p-2789.html>



## PENTRON Duracryl Plus proszek "0" - samopolimeryzujący materiał do napraw protez

Cena	<b>76,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Pentron</b>

### Opis produktu

**Duracryl Plus to samopolimeryzujący materiał do napraw protez ruchomych oraz do wykonywania protez natychmiastowych.**

#### Właściwości:

- wysoka wytrzymałość na zginanie,
- trwałe wiązanie z zębami akrylowymi,
- wysoka stabilność koloru,
- długa faza plastyczności,
- łatwość opracowania oraz polerowania,
- gładka powierzchnia.

**Opakowanie:** pudełko 500g