

Link do produktu: <https://higienadent.com/pentron-duracryl-plus-samopolimeryzujacy-material-do-napraw-protez-p-2788.html>



PENTRON Duracryl Plus - samopolimeryzujący materiał do napraw protez

Cena	19,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Pentron

Opis produktu

Duracryl Plus to samopolimeryzujący materiał do napraw protez ruchomych oraz do wykonywania protez natychmiastowych.

Właściwości:

- wysoka wytrzymałość na zginanie,
- trwałe wiązanie z zębami akrylowymi,
- wysoka stabilność koloru,
- długa faza plastyczności,
- łatwość opracowania oraz polerowania,
- gładka powierzchnia.

Opakowanie: butelka 250g