

Link do produktu: <https://higienadent.com/pentron-fibrekleer-introkit-4-x-wiertla-wklady-p-1881.html>



## Pentron FibreKleer INTROKIT 4 X / wiertła + wkłady

Cena	<b>460,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>000826</b>
Producent	<b>Pentron</b>

### Opis produktu

Pentron FibreKleer - wkłady z włókien szklanych.

Wkłady z włókna szklanego FibreKleer 4x charakteryzują się nadzwyczajną widocznością na zdjęciach rtg, do 400% Al, która zapewnia ich natychmiastową identyfikację podczas osadzania i w trakcie wizyt kontrolnych. Przejierne włókna szklane, ułożone w postaci wiązek w opatentowanej, przezroczystej matrycy kompozytowej, zapewniają nadzwyczajną wytrzymałość na zginanie i pomagają uzyskać naturalną estetykę, do której dąży się w przypadku pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Dzięki modułowi sprężystości, który jest zbliżony do zębiny, wkłady uginają się razem z zębem i przenoszą obciążenia równomiernie wzdłuż pozostałej struktury korzenia, Wpływa to na radykalne zmniejszenie ryzyka złamania korzenia, w porównaniu z wkładami metalowymi. Udoskonalone opakowanie zestawu zawiera metalową podstawkę, która pozwala na bezpieczne przechowywanie wkładów i wiertel oraz ułatwia ich użycie. Aby zapewnić szybką identyfikację, wszystkie wkłady z włókna szklanego FibreKleer 4x oraz odpowiadające im wiertła oznaczone są kodem kolorystycznym, a trzy kształty - równoległe z retencyjną główką (Parallel), stożkowate (Tapered) oraz w kształcie pnia palmy (Original) - gwarantują klinicystom wybór takiego rodzaju wkładu, który jest najlepszy dla danej sytuacji klinicznej.

Charakterystyka i zalety:

- Widoczność na zdjęciach rtg do 400% Al - łatwa identyfikacja wkładu na radiogramach.
- Nadzwyczajna retencja zrębu - gwarancja bezpiecznego utrzymania uzupełnienia.
- Właściwości zbliżone do zębiny - idealny moduł sprężystości wpływający na zmniejszenie ryzyka złamania korzenia.
- Wkłady i wiertła oznaczone kodem kolorystycznym - łatwy wybór wkładu i wiertła w odpowiednim rozmiarze.
- Tworzenie monobloku - zwiększenie retencji i trwałości dzięki integracji wkładu z kompozytem do odbudowy, cementem kompozytowym i tkankami korzenia.
- Przejierne włókna szklane - gwarancja naturalnego wyglądu uzupełnień protetycznych.
- Wiele rozmiarów i kształtów - umożliwia dopasowanie wkładu do zęba, a nie zęba do wkładu.

Zestaw FibreKleer zawiera:

- 15 wkładów, 3 wiertła:
- 5 wkładów w kolorze czarnym w rozmiarze - Ø 1,25 mm
- 5 wkładów w kolorze fioletowym w rozmiarze - Ø 1,375 mm
- 5 wkładów w kolorze zielonym w rozmiarze - Ø 1,50 mm
- 1 x wiertło o średnicy - 1,25 mm
- 1 x wiertło o średnicy - 1,375 mm
- 1 x wiertło o średnicy - 1,50 mm