

Link do produktu: <https://higienadent.com/pentron-repin-masa-wyciskowa-300-g-p-2757.html>

## PENTRON Repin - masa wyciskowa 300 g



Cena	<b>44,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Pentron</b>

### Opis produktu

**Repin - masa wyciskowa masa wyciskowa na bazie tlenku cynku i eugenolu, oferująca perfekcyjne odwzorowanie detali i stabilność wymiarów. Posiada konsystencję, która zapewnia pobranie wycisku bez uciskania tkanek miękkich.**

#### Zastosowanie:

- wyciski do protez całkowitych,
- tymczasowe osadzanie koron i mostów,
- wilgoć w jamie ustnej przyspiesza wiązanie - wiązanie masy rozpoczyna się na jej powierzchni.

#### Opakowanie:

- 300g pasty w kolorze białym,
- 125g pasty w kolorze brązowym (obie pasty należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy przed nałożeniem na łyżkę wyciskową).
- akcesoria.