

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 15:27

Link do produktu: <https://higienadent.com/pentron-silane-3ml-p-2906.html>



PENTRON Silane 3ml

Cena	49,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Pentron

Opis produktu

Silan metakrylanowy to specjalistyczny preparat stosowany na wytrawioną porcelanę przed nałożeniem systemu wiążącego. Jego zadaniem jest zwiększenie trwałości wiązania między żywicą a porcelaną, co jest kluczowe dla długowieczności i stabilności uzupełnień stomatologicznych.

Wskazania:

Przygotowanie wyrobów ceramicznych i szklanych (licówki, protezy, korony, mosty, uzupełnienia bezpośrednie i pośrednie, wkłady z włókna szklanego) do dalszego przygotowania adhezyjnego i odbudowy.

Opakowanie: 3ml.