

Link do produktu: <https://higienadent.com/perfit-bite-2x50-ml-masa-winylopolisilikonowa-p-2702.html>



Perfit Bite 2x50 ml - masa winylopolisilikonowa

Cena	77,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Huge Dental

Opis produktu

Perfit Bite to winylopolisilikonowa masa wyciskowa do rejestracji reakcji okluzyjnej. Masa zapewnia sztywną i dokładną relację okluzji i umożliwia łatwe odtwarzanie relacji międzyguzkowych i centrycznych.

Właściwości:

- wysoka sztywność
- łatwe przycinanie
- niska nasiąkliwość wodą
- wytrzymałość mechaniczna
- szybki czas wiązania
- czas wiązania 1,5 minuty
- czas pracy 30 sek

Opakowanie:

2x 50 ml