

Link do produktu: <https://higienadent.com/pilniki-protaper-gold-6szt-p-2202.html>



Pilniki ProTaper Gold 6szt.

Cena	230,00 zł
Cena poprzednia	240,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000026
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

PROTAPER GOLD to PROTAPER UNIVERSAL w złotej, udoskonalonej wersji charakteryzującej się:

- 2,6x większą wytrzymałością na zmęczenie cykliczne*,
- zwiększoną średnio o 24%** fleksyjnością (pozwała pilnikowi zachować naturalne krzywizny kanału),
- skróconym uchwytem z 13 mm do 11 mm (poprawa widoczności pola pracy),
- zastosowaniem technologii GOLD (opatentowana obróbka stopu NiTi),
- większą wydajnością pracy pilnika,
- zachowaniem tej samej sekwencji, techniki pracy i efektywności skrawania co PROTAPER UNIVERSAL

Dostępne rozmiary:

- 21mm
- 25mm

Opakowanie 6szt. (1 listek) w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ProTaper Gold: 19mm #SX , 19mm-25mm #SX-F3 , 21mm #S2 , 25mm #F1 , 25mm #F2 , 25mm #F3 , 25mm #S1 , 25mm #S2