

Link do produktu: <https://higienadent.com/pilniki-protaper-next-3szt-p-2295.html>

## Pilniki Protaper Next 3szt.



Cena	<b>213,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000035</b>
Producent	<b>Dentsply Sirona</b>

### Opis produktu

**ProTaper Next to udoskonalona forma pilników ProTaper poprawiająca wydajność pracy. Nowa generacja pilników obrotowych z tytanu niklowego do oprzyrządowania kanałów korzeniowych, charakteryzująca się wszechstronnością i innowacjami w zakresie bezpieczeństwa.**

#### Charakterystyka:

- Wykonane ze stopu NiTi M-WIRE
- Zredukowana sekwencja oprzyrządowania: Potrzebne są tylko 2-3 instrumenty
- Zdecentralizowany przekrój
- Konwencjonalny ruch obrotowy
- Różne stożki na instrumencie
- Dostępne w gotowych do użycia sterylnych blistrach

#### Korzyści:

- Umożliwia oprzyrządowanie bardziej złożonych, zarośniętych kanałów o wyraźniejszych krzywiznach
- Większa elastyczność i wytrzymałość, zmniejszająca ryzyko złamania instrumentu
- Skrócenie czasu pracy
- Ekskluzywny ruch falowy, umożliwiający lepszą centralizację instrumentu w kanale i większą przestrzeń do gromadzenia się resztek.

Dostępne długości: 21, 25, 31 mm.

Dostępne rozmiary: X1 (żółty), X2 (czerwony), X3 (niebieski), X4 (czarny), X5, X1-X3 (assort.)

Opakowanie: 3szt. w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ProTaper Next:** X2 25mm 025.06