

Link do produktu: <https://higienadent.com/planmeca-compact-i3-unit-stomatologiczny-p-2348.html>



## Planmeca Compact i3 unit stomatologiczny

Cena	<b>86 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Planmeca</b>

### Opis produktu

**Mały, szybki i przemyślany Planmeca Compact i3 jest urządzeniem prawdziwie elastycznym, które pozwala zarówno praworęcznym, jak i leworęcznym stomatologom komfortowo pracować w każdej pozycji.**

#### Prostota bez poświęcania wydajności

**Planmeca Compact i3** został zaprojektowany tak, aby uprościć codzienną pracę stomatologów. Wyposażony w intuicyjny panel dotykowy, unit poprowadzi Cię w wybranym języku. Dzięki prostocie konstrukcji, zewnętrzne procedury kontroli infekcji są również łatwe do przeprowadzenia. Unit można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz rozbudować o wybrane funkcje, takie jak zintegrowany skaner wewnętrzny.

#### Ze strony prawej na lewą w zaledwie 10 sekund

**Planmeca Compact i3** można przełączyć z trybu pracy po stronie prawej na lewą w zaledwie 10 sekund, przesuwając konsolę instrumentów – bez konieczności przesuwania światła roboczego. To sprawia, że jest to praktyczne rozwiązanie dla wszystkich klinik, w których kilku stomatologów korzysta z tego samego unitu, a przestrzeń jest ograniczona.

#### Rozwiązanie elastyczne oraz zajmujące niewielką ilość miejsca

**Planmeca Compact i3** pasuje do każdej kliniki, zapewnia wokół mnóstwo miejsca oraz umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Mała konsola przyrządów może być umieszczona nad pacjentem, co ułatwia utrzymanie ergonomicznej pozycji. Funkcja obrotu urządzenia może być używana do precyzyjnej regulacji zgodnie z preferencjami użytkownika.

#### Praktyczna opcja, zwłaszcza dla dużych klinik z wieloma użytkownikami

Unikalny system logowania Planmeca PlanID za pomocą karty, umożliwia natychmiastowy dostęp do ustawień osobistych w dowolnym unicie. Pomaga to klinikom elastycznie korzystać ze sprzętu, ponieważ unitów nie trzeba już przypisywać do konkretnych użytkowników.

#### Dane techniczne:

- System zabiegowy:
  - System typu „nad pacjentem” z ramieniem oraz wyważonymi instrumentami
  - System typu „nad pacjentem” z podwieszanymi przewodami narzędzi
  - System dostępu z wózka z podwieszanymi przewodami narzędzi
- Wymagane zasilanie 100 VAC, 115 VAC. 220-240VAC
- Częstotliwość sieci zasilającej 50/60 Hz
- Ciśnienie wody na wlocie 300-900 kPa (43-130 psi)
- Ciśnienie powietrza na wlocie 550-900 kPa (80-130 psi)
- Masa 130 kg (278 funtów)
- Instalacja na podłodze
- Rama stop odlewanego aluminium
- Kolor - biały (RAL 9016)

Uwagi : produkt dostępny na zamówienie. Cena za urządzenie bazowe nie obejmuje dodatkowych funkcji. W przypadku chęci konfiguracji indywidualnej prosimy o [kontakt](#).