

Link do produktu: <https://higienadent.com/planmeca-compact-i5-unit-stomatologiczny-p-2350.html>



Planmeca Compact i5 unit stomatologiczny

Cena	113 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Planmeca

Opis produktu

Unit stomatologiczny Planmeca Compact i3 został stworzony z myślą o pięciu podstawowych kwestiach, tj.:

- wzornictwo,
- komfort,
- czystość,
- inteligentne rozwiązania,
- postęp.

Każdy detal unitu **Planmeca Compact i5** jest odzwierciedleniem tych pięciu aspektów, dzięki czemu jest to unit, o którym marzy każdy stomatolog.

Konstrukcja zorientowana na użytkownika

Elegancki i stylowy wygląd **unitu stomatologicznego Planmeca Compact i5** został opracowany w taki sposób, aby bez trudu przetrwał próbę czasu. Rozwój naszych produktów zawsze opieramy na tym, co naszym zdaniem wnosi wkład w dobre wzornictwo, a więc na ergonomii, bezpieczeństwie, komforcie i estetyce. W przypadku unitu **Planmeca Compact i5** udało nam się w tym względzie osiągnąć najwyższy poziom doskonałości.

Komfort pacjentów i zespołu stomatologicznego

Unit stomatologiczny **Planmeca Compact i5** został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał zespołowi stomatologicznemu jak najpłynniejszy przebieg pracy, a dla pacjentów stanowił możliwie najbardziej komfortowe doświadczenie, bez względu na ich wiek czy rozmiary. Dzięki **Planmeca Compact i5**, cała klinika może czerpać korzyści z bezstresowej stomatologii.

Bezpieczne i czyste środowisko zabiegowe

Kluczowym elementem rozwoju naszych produktów jest czysta woda w unitach stomatologicznych, dlatego firma Planmeca poświęca temu aspektowi tak wiele uwagi. Praktyczne rozwiązania projektowe **Planmeca Compact i5** sprawiają, że kontrola infekcji stała się wyjątkowo łatwa, gdyż wszystkie podstawowe funkcje zostały schludnie zorganizowane, zintegrowane, zautomatyzowane, poprowadzone i zewidencjonowane. Gwarantujemy bezpieczne środowisko pracy zarówno zespołowi zabiegowemu, jak i samym pacjentom.

Inteligentne narzędzia w inteligentnej stomatologii

Szybko ewoluujący świat stomatologii stawia przed klinikami stomatologicznymi nowe wymagania, zwłaszcza w zakresie zwiększania wydajności pracy oraz zapewniania jeszcze wyższej jakości. Dlatego też opracowaliśmy inteligentne narzędzia cyfrowe, które pomogą Ci wkroczyć na wyższy poziom wydajności oraz przewidywalności w zakresie działalności Twojej kliniki.

Nieustanny rozwój

Planmeca Compact, to наша najlepiej sprzedająca się gama **unitów stomatologicznych**. Nieustannie ulepszamy ją o kolejne, nowe funkcje i funkcjonalności, aby zapewniać klinicystom na całym świecie najlepsze możliwe warunki pracy. Urządzenie Planmeca Compact i5 jest zwieńczeniem prac nad nieustannym udoskonalaniem pięciu generacji unitów.

Całkowita konfigurowalność

Aby sprostać potrzebom współczesnej stomatologii, a więc rosnącym wymaganiom w zakresie kontroli infekcji oraz zapewnienia jakości, możliwości wykorzystywania tych samych urządzeń przez różnych użytkowników, stale rosnącemu przepływowi pacjentów (a to zaledwie wierzchołek góry lodowej), opracowaliśmy inteligentne rozwiązania dostosowujące się do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, które umożliwiają stomatologom skoncentrowanie się na leczeniu swoich pacjentów, podczas gdy technologia zajmuje się całą resztą.

Bezpieczna i przyszłościowa inwestycja

Twój unit stomatologiczny **Planmeca Compact i5** posiada gwarancję długiej żywotności. Oznacza to, iż został zaprojektowany w taki sposób, aby w dowolnym momencie umożliwiał rozbudowę o nowe funkcje i kolejne ulepszenia. Dzięki temu mamy do czynienia z prawdziwie przyszłościową inwestycją o niezliczonej liczbie unikalnych opcji, które pozwolą Ci na dostosowywanie oferowanego przez nas unitu do swoich zmieniających się preferencji i potrzeb.

Idealny wybór dla zespołów dwuosobowych

Planmeca Compact i5 jest idealnym wyborem zarówno dla stomatologów pracujących samodzielnie, jak i zespołów dwuosobowych. Zapewnia mnóstwo miejsca dla asystenta stomatologicznego, a także oferuje łatwy dostęp do ssaków i innych niezbędnych instrumentów. Ponieważ wszystkie funkcje kontroli infekcji zostały schludnie zorganizowane w obrębie specjalnie przeznaczonych do tego celu przegródek, od teraz codzienne, rutynowe czynności staną się o wiele prostsze i mniej czasochłonne.

Specyfikacja techniczna:

- System zabiegowy:
 - System typu „nad pacjentem” z ramieniem oraz wyważonymi instrumentami
 - System typu „nad pacjentem” z podwieszanymi przewodami narzędzi
 - System dostępu z boku z podwieszanymi przewodami narzędzi
 - System dostępu z wózka z podwieszanymi przewodami narzędzi
 - Niezależny stolik z podwieszanymi przewodami narzędzi
- Wymagane zasilanie 100 VAC, 115 VAC, 220 - 240VAC
- Częstotliwość sieci zasilającej 50/60 Hz
- Ciśnienie wody na wlocie 300-900 kPa (43-130 psi)
- Ciśnienie powietrza na wlocie 550-900 kPa (80-130 psi)
- Masa 160 kg (353 funtów)
- Instalacja - na podłodze
- Rama - stop odlewanego aluminium
- Kolor - biały (RAL 9016)

Uwagi: produkt dostępny na zamówienie. Cena za urządzenie bazowe nie obejmuje dodatkowych funkcji. W przypadku chęci konfiguracji indywidualnej prosimy o [kontakt](#).