

Link do produktu: <https://higienadent.com/planmeca-compact-iclassic-unit-stomatologiczny-p-2351.html>



Planmeca Compact iClassic unit stomatologiczny

| | |
|------------|----------------------|
| Cena | 89 900,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Producent | Planmeca |

Opis produktu

Planmeca Compact iClassic to nowoczesna klasyka unitów stomatologicznych firmy Planmeca - funkcjonalny wybór, który łączy w sobie najlepsze zalety ergonomicznych i praktycznych rozwiązań.

Łatwa nauka, proste użytkowanie

Planmeca Compact iClassic został zaprojektowany z myślą o płynnym przebiegu pracy oraz najwyższej łatwości użycia. Podobnie jak wszystkie nasze **unity stomatologiczne**, jest on wyposażony w prosty oraz intuicyjny panel dotykowy, który prowadzi użytkownika w preferowanym języku i umożliwia regulację wszystkich najważniejszych funkcji unitu, instrumentu oraz kontroli zakażeń. Unit stomatologiczny oraz instrumenty mogą być również obsługiwane bezpośrednio za pomocą sterownika nożnego, dzięki czemu ręce pozostają wolne i można zająć się leczeniem pacjenta.

Ergonomiczne użycie instrumentów

Planmeca Compact iClassic może być wyposażony w ten sam wszechstronny zestaw instrumentów, co wszystkie nasze unity stomatologiczne. Wyważone ramiona instrumentów gwarantują ergonomiczną pracę, ponieważ do ich obsługi potrzebne są tylko niewielkie ruchy. Unit może być wyposażony w instrumenty zawieszane. Wymienne instrumenty oraz łatwe poruszanie konsoli pozwalają na szybkie dostosowanie urządzenia do osobistych preferencji.

Relaksujący zabieg dla pacjenta

Planmeca Compact iClassic zawsze zapewnia odprężający zabieg - nawet podczas dłuższych wizyt. Konstrukcja fotela dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta i zapewnia mu stabilne podparcie, a podwójnie przegubowy zagłówek umożliwia wygodne ułożenie głowy. Dla dodatkowego wsparcia można zamontować podłokietniki. Tapicerka Ultra Relax, wykonana z wytrzymałej sztucznej skóry i wiskoelastycznej pianki z pamięcią, gwarantuje dodatkowy komfort.

Trwała i praktyczna budowa

W naszych **unitach stomatologicznych** stosujemy części aluminiowe i wykończenie farbą epoksydową dla zapewnienia najwyższej trwałości. Bezspoinowe, malowane proszkowo powierzchnie oraz automatyczne programy płukania i czyszczenia spełniają najsurowsze wymogi kontroli zakażeń. Podnoszony fotel oraz niewielka podstawa spluwaczki zapewniają maksymalną ilość miejsca na nogi zarówno stomatologowi, jak i asystentowi, a smukła i wąska konstrukcja oparcia zapewnia jeszcze lepszy dostęp do obszaru wykonywanego zabiegu.

Natychmiastowy dostęp do ustawień osobistych na każdym unicie

Jedyny w swoim rodzaju system logowania Planmeca PlanID umożliwia lekarzom za pomocą karty natychmiastowy dostęp do osobistych ustawień na dowolnym unicie stomatologicznym. Pomaga to klinikom elastycznie korzystać ze sprzętu, ponieważ unitów nie trzeba już przypisywać do konkretnych użytkowników.

Specyfikacja techniczna:

- System zabiegowy:
 - System typu „nad pacjentem” z wyważonymi ramionami instrumentów
 - System typu „nad pacjentem” z podwieszanymi przewodami narzędzi
- Wymagane zasilanie 100 VAC, 115 VAC, 220 - 240VAC
- Częstotliwość sieci zasilającej 50/60 Hz
- Ciśnienie wody na wlocie 300-900 kPa (43-130 psi)
- Ciśnienie powietrza na wlocie 550-900 kPa (80-130 psi)
- Masa 130 kg (290 funtów)
- Instalacja - na podłodze
- Rama stop odlewanego aluminium

-
- Kolor - biały (RAL 9016)

Uwagi:

Produkt dostępny na zamówienie.

Cena za urządzenie bazowe nie obejmuje dodatkowych funkcji. W przypadku chęci konfiguracji indywidualnej prosimy o kontakt.