

Link do produktu: <https://higienadent.com/planmeca-planscan-lab-skaner-do-skanowania-modeli-gipsowych-i-wyciskow-p-2364.html>



Planmeca PlanScan Lab skaner do skanowania modeli gipsowych i wycisków

Cena **168 900,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Producent **Planmeca**

Opis produktu

Planmeca PlanScan Lab to stacjonarny skaner do skanowania modeli gipsowych i wycisków. Skany są zapisywane w formacie otwartym STL - dane skanowania mogą być wykorzystywane albo do projektowania w Planmeca PlanCAD Premium, albo wyeksportowane po zakończeniu skanowania.

- Modele gipsowe i wyciski
- Dokładność 5 mikronów
- Technologia światła strukturalnego
- Czas pełnego skanowania dla szczęki to 40 sekund
- Automatyczna kalibracja optyki
- Wyjście: otwarty STL, PLY, dane OBJ
- Bezobsługowy
- Oprogramowanie do skanowania obsługiwane z poziomu Planmeca PlanCAD Premium

Dane techniczne:

- Wymiary po zamknięciu (S x W x G) 250 x 450 x 450 mm (9,8 x 17,7 x 17,7 cala)
- Masa - 20 kg (44 lbs)
- Komputer o dużej wydajności z monitorem
- Skanowanie Multi-die - tak
- Kalibracja zautomatyzowana z użyciem płytki kalibracyjnej
- Czasy skanowania - 40 sek. dla pełnego łuku
- Dokładność - 5 mikronów
- Źródło światła - białe światło
- Technologia skanowania - światło strukturalne, 2 kamery
- Powierzchnia skanowania: 90 x 80 x 55 mm (3,54 x 3,15 x 2,17 cala)
- Skanowanie wycisku - tak
- Format pliku eksportu - STL, OBJ, OFF, PLY