

Link do produktu: <https://higienadent.com/planmeca-proone-unit-do-obrazowania-panoramicznego-p-2363.html>



## Planmeca ProOne unit do obrazowania panoramicznego

Cena	<b>81 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>Planmeca</b>

### Opis produktu

**Planmeca ProOne w pełni funkcjonalny, kompaktowy i łatwy w obsłudze unit panoramiczny oferujący najnowocześniejsze rozwiązania oraz wysoką jakość obrazu.**

- Obrazowanie panoramiczne
- Obrazowanie zewnętrzne zgryzowo-skrzydłowe
- Obrazowanie TMJ
- Obrazowanie zatok
- Tryb pediatryczny
- Autofocus

#### Łatwe pozycjonowanie pacjenta

Aby zminimalizować błędy obrazowania spowodowane nieprawidłowym ustawieniem pacjenta, Planmeca ProOne, a także wszystkie pozostałe oferowane przez nas aparaty rentgenowskie posiadają opcję otwartego pozycjonowania i wygodnego wejścia bocznego – zarówno dla pacjentów stojących jak i siedzących. Zyskujesz możliwość monitorowania swojego pacjenta zarówno z przodu, jak i z boku przy ciągłym wspomaganiu pozycjonowania, dzięki naszemu systemowi potrójnej wiązki laserowej, który wskazuje prawidłowe pozycjonujące punkty anatomiczne.

#### Pomocny interfejs użytkownika

Planmeca ProOne został wyposażony w kolorowy graficzny interfejs użytkownika wspomagający wykonywanie poszczególnych procedur za pomocą czytelnego tekstu i zrozumiałych symboli. Wszystkie ustawienia zostały logicznie zorganizowane i są łatwe do zrozumienia, co przyspiesza proces obrazowania i pozwala skupić się na komunikacji z pacjentem oraz jego prawidłowym ułożeniu.

#### Autofocus – idealne obrazowanie panoramiczne

Oferowana przez nas, wyjątkowa funkcja Autofokus automatycznie ustawia warstwę ogniskową, wykorzystując do tego celu niskodawkowy obraz podglądowy centralnych siekaczy pacjenta. Najważniejsze elementy anatomii są używane do obliczenia ustawienia, co pozwala na w zasadzie bezbłędne ułożenie pacjenta do zdjęcia i sprawia, że nie jest konieczne wykonanie kilku prób, zanim uzyska się pożądaną wynik. Idealne zdjęcie panoramiczne za każdym razem.

#### Programy obrazowania

##### **Standard: Podstawowe programy panoramiczne**

Standardowy program panoramiczny  
Program TMJ boczny  
Program TMJ PA  
Program zatok PA

##### **Standard**

Tryb dziecko (pediatryczny) dostępny dla każdego programu w celu obniżenia dawki

##### **Opcja**

Opcja segmentacji poziomej i pionowej dla programu panoramicznego

##### **Opcja**

Program zgryzowo-skrzydłowy

##### **Opcja: Zaawansowane programy panoramiczne**

---

Program panoramiczny optymalizowany w obszarze stycznych zębów  
Program panoramiczny optymalizowany ortogonalnie  
Program TMJ boczny-PA  
Program TMJ boczny wielokątowy  
Program zatok boczny nieobrotowy  
Program przekrojów  
Program zgryzowo-skrzydłowy

Dane techniczne:

- Generator - stały potencjał, wysoka częstotliwość trybu rezonansu 60-80 kHz
- Lampa rentgenowska D-058SBR
- Rozmiar ogniskowej - 0.5 x 0.5 mm (IEC 336)
- SID - 480 mm (19 in.)
- Całkowita filtracja - ekwiwalent min. 2,5 mm Al
- Napięcie anodowe - 60-70 kV
- Natężenie prądu anodowego - 2-7 mA DC
- Czas ekspozycji - 2-10 s
- Napięcie sieci - 100-132 V~ 50/60 Hz, 180-240 V~ 50 Hz
- Regulacja -  $\pm 10\%$  (automatycznie)
- Natężenie prądu w sieci - 8-16 A
- Pobór mocy - maks.: 850 W
- Poziom oparcia podbródka - 95-178 cm (37.4-70 in.)
- Kolor - biały (RAL 9016)
- Ciężar - 67 kg (148 lbs)
- Wymagania dotyczące przestrzeni:
  - Szerokość 74 cm (38 in.)
  - Głębokość 103 cm (41 in.)
  - Wysokość 223 cm (88 in.)

Uwagi : produkt dostępny na zamówienie. Cena za urządzenie bazowe nie obejmuje dodatkowych funkcji. W przypadku chęci konfiguracji indywidualnej prosimy o [kontakt](#).