

Link do produktu: <https://higienadent.com/planmeca-prosensor-hd-czujnik-wewnatrzustny-p-2362.html>



Planmeca ProSensor HD czujnik wewnątrzustny

Cena	15 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Planmeca

Opis produktu

Planmeca ProSensor HD - czujnik wewnątrzustny w trzech różnych rozmiarach. Czujnik wewnątrzustny Planmeca ProSensor HD to unikalne połączenie niezrównanej jakości obrazu, nowoczesnej konstrukcji opracowanej z myślą o pacjentach oraz wszechstronnej użyteczności. Czujnik cyfrowy został zaprojektowany z myślą o długim czasie eksploatacji i trwałości, na której można polegać.

Zupełnie nowa jakość obrazu

Szczegółowa diagnostyka, dzięki czujnikowi Planmeca ProSensor HD, który zapewni Ci ostre obrazy o dużym kontraście oraz małej ilości szumów. Dzięki rzeczywistej rozdzielczości przekraczającej 20 lp/mm, czujnik ten zapewnia jakość obrazu HD, a jego szeroki zakres dynamiki pracy gwarantuje wykonywanie udanych zdjęć przy każdym podejściu.

Konstrukcja opracowana z myślą o pacjencie

W celu zaspokojenia wszystkich potrzeb z zakresu obrazowania wewnątrzustnego, oferowane przez nas czujniki Planmeca ProSensor HD dostępne są w trzech różnych rozmiarach. Dzięki zaokrąglonym krawędziom zabiegi są wygodne dla pacjentów, a doskonale obrazy są przygotowywane w ciągu dosłownie kilku sekund.

Imponująca użyteczność

Magnetyczna wtyczka czujnika Planmeca ProSensor HD ułatwia jego podłączenie, a zwiększający widoczność biały kolor, dodatkowo wspomaga pozycjonowanie. Elegancki moduł sterujący czujnika został wyposażony w kolorową diodę LED dostarczającą natychmiastowych informacji na temat procedury obrazowania, a hermetycznie zamknięta obudowa zapewnia skuteczną kontrolę infekcji.

Gwarancja wieloletniej satysfakcji

Czujniki wewnątrzustne z biegiem czasu podlegają naturalnemu zużyciu, jednak czujniki Planmeca ProSensor HD zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o trwałości. Płytkę czujnika wykonaną z włókna węglowego zapobiega pozostawianiu śladów ugryzień, warstwa ochronna na czujniku zabezpiecza go przed drobnymi uszkodzeniami, a wzmocniony kabel dodatkowo zwiększa jego trwałość.

Integracja z aparatem Planmeca ProX

Dołącz wewnątrzustny aparat rentgenowski. Bezproblemowa integracja czujnika wewnątrzustnego Planmeca ProSensor HD z wewnątrzustnym aparatem rentgenowskim Planmeca ProX, to skuteczność na każdym kroku. Dzięki prostej wtyczce magnetycznej, czujnik można z łatwością podłączyć przy użyciu jednej ręki.

Dane techniczne:

Rozmiar czujnika:

- Rozmiar 0 - 33,6 x 23,4 mm (1,33 x 0,92 cala)
- Rozmiar 1 - 39,7 x 25,1 mm (1,56 x 0,99 cala)
- Rozmiar 2 - 44,1 x 30,4 mm (1,76 x 1,2 cala)

Aktywny obszar:

- Rozmiar 0 - 25,5 x 18,9 mm (1,0 x 0,74 cala)
- Rozmiar 1 - 30,6 x 20,7 mm (1,20 x 0,81 cala)
- Rozmiar 2 - 36 x 26,1 mm (1,42 x 1,03 cala)

Liczba pikseli, normalna:

- Rozmiar 0 - 850 x 629 px
- Rozmiar 1 - 1020 x 690 px
- Rozmiar 2 - 1200 x 870 px

Liczba pikseli, duża:

- Rozmiar 1 - 2040 x 1380 px
- Rozmiar 2 - 2400 x 1740 px

Rozmiar piksela, normalny:

- 30 μm x 30 μm

Rozmiar piksela, duży:

- 15 μm x 15 μm

Teoretyczna rozdzielczość:

- 33 lp/mm

Rozdzielczość, normalna:

- 17 lp/mm

Rozdzielczość, wysoka:

- >20 lp/mm

Interfejs: USB lub Ethernet

\r\n

Opóźnienie obrazu:

Produkt dostępny na zamówienie.