

Link do produktu: <https://higienadent.com/plyn-do-plukania-kanalow-korzeniowych-gluco-chex-2-200g-p-2207.html>



Płyn do płukania kanałów korzeniowych Gluco-Chex 2% 200g

Cena	35,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	W-G200
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Gluco-Chex - płyn do płukania kanałów korzeniowych.

Glukonian chlorheksydyny zawarty w składzie produktu stosowany jest jako środek płuczący - jest skuteczniejszy niż podchloryn sodu w walce z takimi mikroorganizmami jak E.faecalis, które często odpowiedzialne są za niepowodzenia w leczeniu endodontycznym.

Właściwości:

- zalecany jest do przepłukiwania kanałów korzeniowych z zapaleniem miazgi
- szczególnie zalecany podczas ponownego leczenia endodontycznego
- wykazuje wysoką skuteczność w stosunku do Enterococcus faecalis (szczep bakterii odporny na NaOCl)
- nie powoduje przebarwienia zębów

Opakowanie: 200g